

OPMI® pico con cámara integrada FULL HD

**Full HD
1080_p**

**Imágenes y videos brillantes diseñada by
Carl Zeiss para General Dental S.A.**



El último avance en Microscopía Dental Carl Zeiss para General Dental S.A

Cámara de Vídeo Full HD integrada

La exclusiva cámara con tecnología de Full HD 1080 p creada y desarrollada por Carl Zeiss en concepto de practica dental ha sido integrada en los microscopios dentales OPMI pico con un sistema de vídeo con una mayor resolución en alta definición. 1920 x 1080 píxeles, da imágenes de alta nitidez. Optimización de las imágenes según la aplicación Modos de iluminación y excelente fidelidad del color natural creados para endodoncia, periódncia, microcirugía y una configuración personalizada, lista inmediatamente para usar, función electrónica de zoom integrado, y diferentes salidas de señal. Conexión HDMI hace que se reproduzcan y capturen directamente a TV de alta definición y los formatos digitales, Quicktime capaces de almacenar secuencias digitales de alta definición, Mini DP de DisplayPort.

- *Optimice su flujo de trabajo* - Transferencia de videos y fotos de alta definición HD directamente desde su microscopio en su sistema de gestión de pacientes
- *Reordenar el espacio de trabajo* - Eliminar archivos adjuntos voluminosos y antiestéticos cables externos que pueden interferir con su trabajo
- *Reducir los costos de los equipos* - Renunciar a la necesidad de comprar una cámara digital y accesorios componentes de la documentación

El accesorio perfecto para la exigencia de su ergonomía

Tubo plegable f170/f260 PROMAG



Cámara integrada con manejo intuitivo



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



General Dental S.A.
c/Ribes 79 Local
08013-BARCELONA
www.general-dental.com